

La mascarilla de protección desechable Gold Guard es una barrera protectora contra partículas en suspensión y partículas de saliva que pudieran ser expulsadas por el usuario. Además, protege la cara del usuario contra roces involuntarios con sus propias manos, atenuando así la posibilidad de contagio por ésta vía



Diseño:

Talla única, color blanco.

Se recomienda:

- Antes de ponerse la mascarilla lávese las manos con jabón y agua o alcohol gel
- Cúbrase la boca y nariz con la mascarilla
- Si la mascarilla queda muy suelta, tuerza una vez las asas y así se ajustará a su rostro
- Si la mascarilla queda demasiado ajustada estire las asas para alargar el ajuste, la tela cederá un poco.
- Cambie la mascarilla cuando esté húmeda y no la reutilice
- Para desechar la mascarilla no toque el interior de ésta y posteriormente lávese las manos

Color: Blanco y colores; Medidas: largo 36 cm, ancho 12.5 cm; Embalaje: 40 unidades por bolsa

